

VADEMECUM INTERNACIONAL

Turiz Paulo Pires



INTRODUCCION

La aplicación de Vademecum consta de un solo Cartucho de Programas. Antes de empezar a trabajar, debería disponer de dos Cartuchos inicializados (Formateados) y vacíos donde la aplicación creará los ficheros necesarios para su perfecto funcionamiento.

Le recomendamos que no trabaje con el Cartucho ORIGINAL de la Aplicación, sino con una COPIA de dicho Cartucho. Para ello introduzca en el Microdrive 1 el Cartucho Original y en el Microdrive 2 un Cartucho vacío.

Teclee:

LRUM MDV1_CLONE

y pulse

El programa imprimirá:

Inicializado el MDV2_pulse espacio para continuar.

Pulse espacio y por pantalla le irán apareciendo los nombres de los programas:

VADE
INSTALL
PRINTER
CLONE
PANTALLA
BOOT

que se van copiando en el cartucho situado en el Microdrive 2, que es el cartucho vacío. Finalizando con un Directorio del Microdrive 2 y el cursor parpadeando.

Saque los cartuchos y pulse RESET. A partir de ahora utilice el cartucho copia para su trabajo.

Es conveniente que al inicio de la aplicación defina los caracteres correspondientes a su impresora para que pueda sacar listados.

VADEMECUM

Este programa le permite disponer de un Vademecum internacional de especialidades Farmacéuticas y Biológicas.

La aplicación permite al usuario utilizar un máximo de cinco pantallas distintas que las tiene que definir al comienzo de la aplicación, teniendo en cuenta las necesidades particulares de cada usuario.

Una vez definidas las plantillas, debe tener en cuenta que el fichero se ordena por el primer nombre introducido, por lo que es conveniente, para el buen funcionamiento del programa, que lo coloque al comienzo de cada plantilla.

También le permite realizar búsquedas por el contenido o contenidos que usted desee. Teniendo la ventaja de poderlo hacer por sílabas, letras, palabras, números o tiras de caracteres.

El programa también le da la posibilidad de emitir recetas, junto con la oportunidad de, sin tener que volver a escribir la prescripción introducida, escribir la posología para un paciente en concreto.

Cargado el Programa, en pantalla ven tres fichas la del centro es la actual, la de arriba es la posterior y la de abajo la anterior. Pulsando F1 la anterior desaparece la actual pasa a ser la anterior, la posterior pasa a ser la actual y aparece una nueva ficha, la posterior.

De esta forma puede ir recorriendo todo el fichero de uno en uno. Si desea colocarse, rápidamente, en un determinado medicamento puede pulsar F5 correspondiente a la opción BUSCAR PALABRAS, que le coloca como actual el medicamento deseado.



CARGA Y EJECUCION

Introduzca el Cartucho de Programas en el Microdrive 1, y pulse las teclas de función F1 o F2 según vaya a trabajar con Monitor o Televisión.

Automáticamente se carga el programa y le aparecerá en pantalla el siguiente mensaje:

INTRODUZCA EL CARTUCHO CON TODOS LOS FICHEROS EN EL MICRODRIVE 1 Y UN CARTUCHO AUXILIAR EN EL MICRODRIVE 2.

Una vez introducidos pulse una tecla para continuar.

Hecho esto pueden ocurrir dos casos:

- Si los Ficheros no existen, los crea sin hacer ningún tipo de pregunta.
- En caso de su existencia, automáticamente recoge los datos de los mismos y los mantiene en memoria.

En cualquiera de los dos casos pasa a la siguiente pantalla:

F1 PASAR FICHA
F3 OTROS COMANDOS
F5 BUSCAR PALABRAS

F2 VER FICHA
F4 INSERTAR
<ESC>FIN PROGRAMA

Donde F1, F2, F3, F4, F5, corresponden a las teclas situadas en la parte izquierda de su ordenador.

F3 OTROS COMANDOS

Lo primero que debe hacer es definir como mínimo una Plantilla para más tarde poder introducir datos. Pulsando F3 se obtienen los siguientes comandos:

F1 DEF. PLANTILLA	F4 LISTADOS
F2 LISTAR PLANTILLA	F5 ESTADISTICAS
F3 COPIA DE SEGURIDAD	<ESC>FIN

F1 DEFINICION DE PLANTILLA

Esta opción le permite crear hasta un máximo de cinco plantillas. En pantalla aparece el submenú:

F1 BORRAR	F2 VACIA
F5 FINALIZAR	

Núm. Plantilla:

Teclee el número de plantilla que desee y el cursor le indica el lugar donde puede empezar a trabajar.

Si desea BORRAR una línea entera para cambiar todo el contenido, pulse F1.

Si quiere una línea vacía para mayor claridad en la información (donde nunca va a poder escribir) pulse F2, por último, cuando dé por terminada la definición de su Plantilla, con F5 vuelve a la pantalla anterior.

Para definir otra Plantilla, repita de nuevo el mismo proceso.

Si lo que desea es modificar una plantilla ya existente, teclee el número con la que creó. Se pueden dar dos situaciones distintas:

— Que no tenga información acumulada con ese formato; en cuyo caso se le permite cambiar la estructura.

— Si el modelo original, lo ha utilizado para guardar información sobre algún producto, recibe un mensaje sobre la imposibilidad de alterar su definición, y volverá automáticamente al menú de comando anterior.

F2 LISTAR PLANTILLA

Saca por impresora las plantillas que se han definido anteriormente. En pantalla aparece:

C



Núm. Plantilla:

Teclee el número de la plantilla que desée imprimir.

En la zona de pantalla correspondiente a comandos, aparece un mensaje para que prepare su impresora. Coloque la misma en la puerta de salida de su Q.L. denominada SER1, situe el papel en la posición correcta donde usted desee colocar el listado y pulse una tecla.

En papel aparece la definición que usted dió a su plantilla, con una serie de modificaciones que tienen el siguiente significado:

En la línea que aparece el símbolo ** indica que no puede usted escribir en ella; las líneas cuya salida es ** = le indican que precisamente junto con las que tienen texto son de las que usted dispone para rellenar la información.

F3 COPIA DE SEGURIDAD

Le permite sacar una copia diaria de todos los Ficheros de la Aplicación, de esta forma si por cualquier motivo, se estropearan los cartuchos de trabajo, sólo perdería la información introducida ese día.

Para su buen funcionamiento lo único que debe hacer es seguir las instrucciones que van saliendo en pantalla.

Finalizada la copia de seguridad el regreso es automático.

En la copia de seguridad debe tener en cuenta que el cartucho introducido en el Microdrive,2 debe ser previamente formateado.

F4 LISTADOS

Tanto esta opción, como aquellas en las que interviene la impresora hacen uso de una opción que se explica más adelante, la inicialización de la impresora. Si no efectúa la anterior utilidad se producirá un error.

Mediante esta opción puede listar toda la información almacenada en los Ficheros o bien una parte de ellos, modificando los datos que se presentan en pantalla.

- Núm. plantilla:
- Primer campo:
- Ultimo campo:
- Núm. de la primera ficha:
- Núm. de la última ficha:

La vuelta al menú de comandos es directa.

F5 ESTADISTICAS

Este módulo le pide que introduzca el contenido del cual va a realizar el informe.



A continuación debe elegir si la salida de las ESTADÍSTICAS se realiza por Pantalla o Impresora.

El Programa le presenta el nombre de todos los medicamentos que contienen la clave de la estadística así como un contador de los mismos.

F4 INSERTAR

Una vez creadas las Plantillas, usted puede ir rellenando la información de su fichero sobre las mismas.

Para ello debe introducirse en el módulo de inserción.

Teclee el número de plantilla deseado y pasará al siguiente menú de comandos:

PLANTILLA NUMERO:

F1 BORRAR LINEA
F2 CAMBIAR PLANTILLA

F5 GRABAR
<ESC> SALIR

En la pantalla de trabajo aparecerá el cursor que le va indicando la posición en la que usted puede introducir información. Se puede mover a lo largo de toda la pantalla utilizando las teclas de dirección del QL.

Así mismo dentro del módulo de INSERCIÓN dispone de otras utilidades como son F1 para borrar una línea completa en caso de que así lo desee.

Un sonido agudo le indica que se está llegando al margen derecho de la pantalla, tiene que tener en cuenta que el ordenador no le realiza el justificado de márgenes, por lo que debe distribuir usted la información.

Cuando considere que ha finalizado con una pantalla teclee F5 con lo que se presentará otra pantalla para escribir. Si desea salir del módulo de INSERCIÓN teclee ESC con lo que se realizará la vuelta al menú principal.

Siempre que se considere necesario y para evitar las posibles pérdidas de información, por tener acumulada mucha información sin grabar, el ordenador parará un momento su ejecución y le indicará mediante el mensaje «GRABANDO INFORMACION» que está escribiendo la misma en los lugares correspondientes.

Si desea cambiar de Plantilla, pulse F2 y vuelva a realizar el mismo proceso.

Con ESC sale del modo inserción.

F2 VER FICHA

Si desea ver, modificar, borrar etc., el contenido completo de la ficha actual, debe elegir opción F2 VER FICHA, que le presenta el contenido íntegro en pantalla y le da acceso a los siguientes módulos:

F1 MODIFICAR	F2 SEGUIR
F3 RECETA	F4 BORRAR
F5 IMPRIMIR	<ESC> SALIR

F1 MODIFICAR

Le permite modificar la ficha que en ese momento se encuentra en pantalla.

También dispone de las opciones de borrar líneas mediante F1 y la salida se efectúa mediante la tecla F5.

F2 SEGUIR

Se pasa a ver la siguiente ficha y así sucesivamente.

F3 RECETA

En pantalla aparece el siguiente menú:

F1 MODIFICAR	F2 EMITIR
<ESC> SALIR	

La primera vez que se ejecute esta opción debe definir el modelo de su receta eligiendo F1 MODIFICAR y alterar la Plantilla en blanco que se le presente. Cuando desee imprimir elija la opción F2 EMITIR que le permite editarla convenientemente. Cuando la considere correcta pulse F5 FINALIZAR y la RECETA sale por impresora. Volviendo al menú:

F1 MODIFICAR	F2 EMITIR
<ESC> SALIR	

Si desea sacar otra receta en la cual, por ejemplo, lo único que cambia la dosis, pulse F2 EMITIR, le sale en pantalla la receta anterior, cambia la dosis, vuelva a pulsar F5 FINALIZAR y se imprime la segunda receta. <ESC> le hace volver a la Pantalla Principal.



F4 BORRAR

Borra la ficha que actualmente se encuentra en pantalla.

F5 IMPRIMIR

Imprime la ficha que se encuentra en ese momento en la pantalla.



F5 BUSCAR PALABRAS

Esta opción le permite buscar la PALABRA o PALABRAS que desee dentro de su VADEMECUM, es decir, puede buscar todas las fichas que contengan no sólo una determinada palabra, sino una tira de caracteres.
En pantalla aparece:

Introduzca la clave por la que desea buscar F5 finaliza la introducción.
<ESC> Salir

Si existe en su archivo alguna ficha que incluya la información solicitada ésta aparece en pantalla junto con los siguientes comandos.


F1 MODIFICAR
F3 RECETA
F5 IMPRIMIR

F2 SEGUIR
F4 BORRAR
<ESC> SALIR

Que le permite acceder a la información almacenada.
Pulsando F2 puede seguir buscando por las mismas condiciones. La tecla ESC le saca del modo BUSQUEDA.


F1 PASAR FICHA

Esta opción le permite ir recorriendo ordenadamente todas las fichas que haya introducido hasta ese momento.



<ESC> FIN PROGRAMA

Es necesario salir de la Aplicación con la tecla ESC, ya que de esta forma se ordenan y graban todos los datos existentes en la memoria, se actualizan y cierran correctamente los ficheros.





CAPACIDAD

Debido a la flexibilidad en la configuración de las Plantillas; así como de la cantidad de las mismas. No se puede precisar la cantidad de información que se puede almacenar en un Cartucho; por lo tanto deberá tener cuidado, y no sobresaturarlos de información.

Como dato orientativo:

Con una media de 600 caracteres por medicamento y 5 Plantillas definidas, podrá almacenar 600 fichas.

Por lo expuesto anteriormente debe ir observando la cantidad de espacio que le queda libre en los mismos realizando un cálculo aproximado.




CONFIGURACION DE IMPRESORA

Para configurar su impresora, cargue el programa INSTALL, mediante la instrucción:

LRUN MDV1_INSTALL

Introduzca los códigos en los lugares correspondientes y pulse para finalizar. Estos códigos se graban en el Fichero Impresora, con los que no tiene que volver a repetir el proceso a no ser que cambie de modelo de impresora.



EJEMPLO

Supongamos que tiene cargado el programa, y lo que desea es crearse un Vademecum personal. En pantalla le aparece el menú principal y un letrero que dice FICHERO VACIO, el cual indica que el «fichero» está vacío.

Usted pretende crearse un Vademecum con cuatro medicamentos VERTIGUM, LIPOHEPAL, RUMOGEME y PANDIGERASA.

En los dos primeros le interesa:

COMPOSICION, INDICACIONES y POSOLOGIA, mientras que en los dos últimos le interesa CONTRAINDICACIONES, EFECTOS SECUNDARIOS e INCOMPATIBILIDADES.

Para ello se tiene que definir dos plantillas una para cada par de medicamentos que va a introducir.

Elija la opción F3 OTROS COMANDOS y dentro de este menú F1 DEF. PLANTILLA.

Cuando le pregunta

núm. de plantilla:

Teclée 1 y defínala de la siguiente forma:

La primera línea conviene dejarla en blanco, para escribir el nombre del medicamento.

En la segunda fila pulse F2 y podrá dejarla vacía.

En las siguientes líneas escriba la estructura deseada, dejando las líneas en blanco necesarias para más tarde rellenar.

COMPOSICION:

INDICACIONES:

POSOLOGIA:

Pulse F5 FINALIZAR, para terminar la definición de la primera plantilla.

Análogamente con la segunda plantilla, cambiando COMPOSICION, INDICACIONES y POSOLOGIA por CONTRAINDICACIONES, EFECTOS SECUNDARIOS e INCOMPATIBILIDADES.

Una vez definidas las plantillas, para rellenarlas pulse F4 INSERTAR.

Si desea rellenar primero la plantilla número 1, conteste con un 1 a la pregunta:

núm. plantilla:

en pantalla aparecerá la estructura de la plantilla 1. Introduzca los datos, y cuando haya terminado pulse F5 GRABAR. Terminada la introducción de medicamentos correspondientes a esta plantilla, pulse F2 CAMBIAR DE PLANTILLA, con lo que aparece la estructura de la plantilla 2. Rellénela de forma análoga a la anterior.

Con la tecla ESC vuelve el menú principal, en el cual ya no aparecerá FICHERO VACIO, como inicialmente, sino saldrán los medicamentos introducidos.



ADAPTACION DE LA APLICACION A UNIDADES DE DISCO

Esta aplicación es totalmente compatible con las unidades de disco. Si dispone de ellas y desea adaptar la aplicación, debe realizar los siguientes pasos:

- Introduzca el cartucho de programas en el Microdrive 1.
 - Cargue el programa VADE en memoria, tecleando:
LOAD MDV1_VADE
 - Introduzca las siguientes líneas de sentencia:
 - 105 MSET:REM o similar
 - Si sólo posee un disco introduzca además las siguientes líneas de sentencias:
 - 4390 OPEN_NEW #9; MDV1_AUX
 - 4860 COPY MDV1_AUX TO MDV1 &FICHERO
 - 4870 DELETE MDV1_AUX
 - En ambos casos, una vez finalizadas las modificaciones grabe el programa de la siguiente forma:
SAVE MDV1_VADE
- A partir de ahora el programa obtendrá los ficheros de los discos.

MENSAJES DE ERROR

En el caso de que alguno de los Cartuchos con los que trabaja sufra algún deterioro físico, se pueden producir los siguientes errores:

- Fichero abierto.
Recuperación: Saque los Cartuchos; pulse RESET y comience de nuevo.
- Fichero ya existente.
Recuperación: Teclée los comandos close #7:delete mdv2_aux.
- Medio incorrecto.
Recuperación: Saque los Cartuchos; pulse RESET y trabaje con otros Cartuchos distintos del que haya dado el error.



DR. PEDRO PEREZ PEREZ
MEDICINA GENERAL

Colegiado n. 99.999
C/ Mayor, 999 - 9 F
MADRID/28099

Consulta Diaria de 4 a 6
previa petición de hora

Fdo Pedro Pérez Pérez

ESTADISTICAS

— CLAVE: PANDIGERASA

PANDIGERASA

NUMERO DE FICHAS ENCONTRADAS: 1

GAMMA GLOBULINA HUBBER ANTI-RUBEOLA

COMPOSICION: Contiene 320 mg. de Inmunoglobulina anti-rubeola, liofilizada.

INDICACIONES: Profilaxis y tratamiento de la rubeola

PSOLOGIA: Vía intramuscular.

Pediatría: 25-40 mg. por kg. de peso.

Gestantes: 320 mg. (1 vial) por cada 10 kg. de peso.

LIPOHEPAL

COMPOSICION: Extralisado de hígado.

INDICACIONES: Hepatitis crónica, cirrosis hepática, estaosis, lesiones medicamentosas hepáticas.

PSOLOGIA: Según gravedad, 2-5 cc. diarios i.v. o i.m. (no se necesita diluir); casos leves, 1-2 grag. 3 veces al día.

PANDIGERASA

CONTRADICCIONES: Hipersensibilidad a los fermentos digestivos.

EFFECTOS SECUNDARIOS: No se han observado a la dosis recomendada.

INCOMPATIBILIDADES: No tiene.

REDOXON

CONTRAINDICACIONES: Ninguna

EFFECTOS SECUNDARIOS: No se conocen

INCOMPATIBILIDADES: No presenta. Únicamente en ampollas.





RUMOGEME

CONTRAINDICACIONES: En los casos de hipersensibilización a las pirazonas, úlceras gastroduodenal, leucopenia, hemofilia y también en las enfermedades graves hepáticas, renales y cardíacas.

EFFECTOS SECUNDARIOS: Pueden presentarse casos de hipersensibilidad al medicamento con reacciones de mayor o menor intensidad. Asimismo, síntomas de intolerancia con náuseas y vómitos.

INCOMPATIBILIDADES: No tiene.

POSOLOGIA:

VERTIGUM, comp. supositorios

COMPOSICION: Cada comprimido contiene: Meso-inositol hexanicotinato, 100 mg; Vitamina B6 clorhidrato, 100 mg; Dixirazina, 15 mg.

Un supositorio, misma fórmula+50 mg de Dimenhidrinato.

INDICACIONES: Vértigos laberínticos. Vértigos medicamentosos tóxicos.

Vértigos imputables a la arteriosclerosis, hipertensión, cardiopatías, postgripales.

POSOLOGIA: Un comprimido por la mañana y tarde. A los pocos días, pasar a 3 comp. diarios. Ajustar la dosis a cada paciente para evitar intercias.

VERTIGUM, comp. supositorios

COMPOSICION: Cada comprimido contiene: Meso-inositol hexanicotinato, 100 mg; Vitamina B6 clorhidrato, 100 mg; Dixirazina, 15 mg.

Un supositorio, misma fórmula+50 mg de Dimenshidrinato.

INDICACIONES: Vértigos laberínticos. Vértigos medicamentosos tóxicos.

Vértigos imputables a la arteriosclerosis, hipertensión, cardiopatías, postgripales.

POSOLOGIA: Un comprimido por la mañana y tarde. A los pocos días, pasar a 3 comp. diarios. Ajustar la dosis a cada paciente para evitar intercias.

PLANTILLA NUM. 1

==

**

COMPOSICION:

==

==

==

==

==

==

==



INDICACIONES:

==
==
==
==

POSOLOGIA:

==
==
==

PLANTILLA NUM. 2

==
**

CONTRAINDICACIONES:

==
==
==
==
==

EFFECTOS SECUNDARIOS:

==
==
==
==
==

INCOMPATIBILIDADES:

==
==
==
==

